

Instruction pour ouvrir les „Ear-Loops“ du WORK® type 2R masque

Lavez ou désinfectez vos mains avant d'attirer un masque. Portez le fil toujours au-dessus du nez ! La part bleue doit être à l'extérieur.



La part bleue au-dessus



Enlevez les bordures blanches avec circonspection



Soulevez et ouvrez si loin que vous voulez



Les boucles d'oreille sont dénuées



Tirez légèrement



Le masque s'adapte parfaitement à chaque visage

Faites attention que le masque est tiré au-dessus du menton et du nez et que vous ajustez les arceaux de nez au nez pour que le masque s'adapte parfaitement.